

PUREREFLECT  
— SEE THE TRUE IMAGE



ACTEON

I AM  
YOUR THIRD EYE

The ACTEON logo consists of a blue swoosh followed by the word "ACTEON" in a bold, white, sans-serif font.

# REFLEJO EN CAPA SUPERIOR

Vista en sección transversal.





Imagen reflejada en la parte SUPERIOR del vidrio, sin distorsión.

**SIN DISTORSIÓN**

# REFLEJO EN CAPA INFERIOR

Vista en sección transversal de un espejo de aluminio.



Superficie reflejada en la parte POSTERIOR del vidrio.

**IMAGEN DOBLE**



## Los acabados de la montura sí importan.

### Soldadura plana y ergonómica.

Más cómodo para el paciente mientras retrae la mejilla.



ACTEON PRODONT-HOLLIGER



Competidores

### Acabado satinado.

Previene el reflejo de la luz en los ojos. Evita la fatiga ocular.



### Prensado óptimo.

Sin bordes afilados. La montura se adapta al espejo. Sin retención de sangre ni suciedad.



ACTEON PRODONT-HOLLIGER



Competidores

# PUREREFLECT

SEE THE TRUE IMAGE

T E C N O L O G Í A

# PURE REFLECT®

Exclusiva de ACTEON PRODONT-HOLLIGER.



**RODIO**  
Reflejo grisáceo.

**TITANIO**  
Reflejo azulado.

## Inspirado por la industria aeroespacial.

Sin distorsión (reflejo en capa superior).




Luminosidad óptima.



Sin distorsión de color ni de forma.  
Imagen precisa y nítida.

## El auténtico reflejo de color



Pure Reflect®  
Casi el 100% de la tasa de reflejo

Titanio

Rodio

Cromo


Longitudes de onda visibles (nm)

\*Fuente: laboratorio CNRS - Francia 12/2013

# ESPEJOS DE BOCA

Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, un gran beneficio para todas las actividades clínicas dentales.

El examen visual es el primer paso para el diagnóstico. Se merece un reflejo con colores reales para un rendimiento óptimo.



PURE REFLECT®



Competitor.



Cortesía del Dr. Tassery.

Pro  
"E  
o  
Refle  
una  
o  
pe  
detalle  
  
Permit  
con o  
como lu  
El  
se  
ha he

# MICROESPEJOS

La herramienta ideal con microscopio.

- Facilita el acceso al vértice.
- Se aprecia una visión precisa de la cámara pulpar.
- Ahorre espacio en la cavidad bucal: manipule los instrumentos y los microespejos con comodidad.



Visibilidad óptima de los istmos.



Cortesía del Dr. Cochet.

# ESPEJOS FOTOGRAFÁFICOS



Prof. H. Tassery, Marsella

En mi práctica clínica diaria, el espejo Pure Reflect® se vuelve una herramienta valiosa que me permite la visión perfecta de los tonos y detalles de las estructuras dentales. Me permite trabajar sin fatiga, y sin ayudas visuales como lupas o microscopios. El espejo Pure Reflect® ha vuelto a ser esencial y he comprobado que los espejos tradicionales hayan caducado."



Prof. J.F. Lasserre, Burdeos

"La luminosidad excepcional y la fidelidad cromática definen a los espejos Pure Reflect® como herramientas indispensables para una fotografía intrabucal cualitativa."

## Comunicación efectiva con los pacientes.

Marque la diferencia con la tecnología Pure Reflect®.



PURE REFLECT®



Titanio.

- Resaltan el tratamiento dental y la restauración para promover y realzar su práctica.
- Realice fotografías de casos clínicos de libros, publicaciones y registros de pacientes.




Oclusal.



Vestibular.



Lingual.



Todos nuestros espejos son de doble cara.  
Realizados en cristal.  
8 tamaños disponibles



### Mango

Permite sostener el espejo de la foto y retraer la mejilla al mismo tiempo.

[www.acteongroup.com/es](http://www.acteongroup.com/es)

